

Panasonic®

取扱説明書

一般家庭用

ジェットウォッシャー


品番 **EW-DJ40**



水洗いOK

保管用

保証書付き



もくじ

・安全上のご注意	2
・各部のなまえ	5
・充電のしかた	6
・使いかた	8
・上手な使いかた	10
・上手な洗浄のしかた	11
・使い終わったら	12
・お手入れ	14
・修理を依頼される前に	16
・蓄電池の寿命と交換／別売品／ 定格・仕様	17
・製品を廃棄するときのお願い	18
・海外でのご使用について	19
・保証とアフターサービス	20
・パナソニック電工 お客様ご相談窓口のご案内	21

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

警告	
 水場使用禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●充電アダプターは風呂、シャワー室で絶対に使用しない。 感電・発火のおそれがあります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●充電アダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火のおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。 感電・発火のおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●器具用プラグにピンやゴミを付着させない。 充電・ショート・発火のおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●乳幼児の手の届くところに置かない。 付属品や取りはずしのできる部品などの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。

警告


水ぬれ禁止

●充電アダプターは水につけたり、水洗いしない。
感電・ショートのおそれがあります。


ぬれ手禁止

●ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない。
感電のおそれがあります。


必ず守る

●お手入れの際は、必ずアダプターをコンセントから抜く。
抜かないと感電のおそれがあります。

●器具用プラグやアダプターにほこりが付着しないように定期的に掃除する。
守らないとほこりが付着して湿気などで絶縁不良になり、火災のおそれがあります。

●必ず専用の充電アダプターで充電する。
守らないとショート・異常発熱による発火のおそれがあります。

●必ず交流100～240Vで使用する。
守らないと感電・発火のおそれがあります。


分解禁止

●改造はしない。また、分解したり修理しない。
火災・感電・けがの原因になります。修理(電池交換など)はお買い上げの販売店または、パナソニック電工修理ご相談センターにご相談ください。

<div> <div>!</div> <div>注意</div> </div>	
<div> <div>禁止</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ●乳幼児や自分で操作ができない方、口内の感覚が弱い方などは使用しない。 けがの原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●顔などに向けて使用しない。 目や鼻、耳、のどなどに水流をあてると傷害を受けるおそれがあります。口腔治療を受けている人、歯周病のひどい人などは医師にご相談ください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●タンクに40℃を超える温水を入れない。 守らないとやけどの原因になります。
<div> <div>!</div> <div>必ず守る</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ●アダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプターを持って抜く。 守らないと感電・ショートして発火することがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●充電時以外は、アダプターをコンセントから抜く。 守らないと、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●口腔洗浄するときは、機器を常に清潔にし、新しい水道水またはぬるま湯を使用する。 ●使用後は必ずタンク内の水を捨て、2～3秒運転して本体内の水抜きをする。 不潔な状態で使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し、健康を害する原因になります。また悪臭や故障の原因にもなります。


ご使用前に

- 健康な歯ぐきの場合でも、使いはじめに出血することがあります。これまでになかった刺激を与えたことが原因で、通常は1～2週間で出血は止まります。もし2週間以上出血が続く場合は、歯ぐきに異常(歯周病など)があることが考えられるので、使用を中止し、医師にご相談ください。


各部のなまえ

本体

〈前面〉



〈背面〉



安全上のご注意


各部のなまえ

付属品

ノズル (1 本)



充電アダプター



お知らせ

- 購入後初めてお使いのときに、本体内部(タンク、吸上げチューブなど)に水滴が付着していることがありますが、これは性能(水流)テストなどを行った蒸留水が残っているもので、衛生上問題はありません。


充電のしかた

お願い

- 使い始め(購入直後や3か月以上放置したとき)や使用中に動作が停止したときは必ず16時間以上充電してください。
(使用時間が短くなったり、水が出にくい場合があります)
- 周囲温度は0~40℃以内で使用してください。
- 本体ソケットに水滴がついている場合は、十分にふき取ってから器具用プラグを差し込んでください。
故障の原因になります。
- 器具用プラグの着脱は、コード部を持って行わないでください。
故障の原因になります。

お知らせ


- 継ぎ足し充電をしても電池の性能を低下させることはありません。
- 充電中、本体が多少あたたかくなりますが異常ではありません。
- 正常な充電をしても使用できる時間が短くなったときは蓄電池の寿命です。
(目安は約3年ですが使用・保管などの状態により大きく変化します)



1 スイッチを「切・充電」にする

- スイッチを「入」の状態でも充電できますが、充電後アダプターをコンセントから抜いた際に動作します。
必ずスイッチを「切・充電」にしてから充電してください。

2 本体を収納する



3 器具用プラグを本体ソケットにしっかり差し込む

4 コンセントにアダプターをしっかり差し込む

5 充電表示ランプ(赤)の点灯を確認する

約8時間で充電完了

- 充電が完了しても、充電表示ランプは消えません。
- 1回のフル充電で約15分間使用できます。

使いかた

使用する

- コードをつないだままでは動作しません。
- 水または40℃以下のぬるま湯でご使用ください。

1 給水用ふたを開ける

2 本体を▼マークまで引き出す

- 給水用ふたが閉まったままでは、本体を引き出しにくくなります。
- ▼マークの下線まで引き出さないと水圧が上がリません。
- この時、ノズルが収納部から飛び出しますのでご注意ください。

3 白い本体側を持ちながらノズルをノズル差し込み穴に取りつける


- 確実にしっかりと「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

4 本体を横(水平)にして水を入れる


- 常に新しい水道水をご使用ください。
- 塩、歯磨き剤、薬品などは入れないでください。
- 続けてご使用になる場合、スイッチが「切・充電」になっていることをご確認ください。

5 給水用ふたを閉める

- 給水後は確実に閉めてください。



6 口の中にノズルを入れる



※ 本体を傾けすぎると、タンク内の吸上げチューブの先端が、水中から出て水の噴出が止まる場合があります。

7 スイッチを入れて使用する

- 満水で約40秒使用できます。

モード(強さ)を選べます

ノーマル

- 通常のお手入れに


ソフト

- 歯ぐきの状態に不安があるとき
- ノーマルでは強すぎると感じられるとき
- ノズルの先端が歯や歯ぐきに強くあたらないようにしてご使用ください。


お願い

- 落としたり乱暴に扱ったりしないでください。
- 本体内の水抜きをする時以外、タンクに水が入っていない状態で動作させないでください。故障の原因になります。

上手な使いかた



ノズル交換について




- ノズルの先端が変形していたら、新しいノズルと取り替えてください。故障の原因になります。
- ノズルの変形がなくても衛生上、6 か月を目安に取り替えてください。(別売品については P17 参照)


上手な洗浄のしかた

- 水流を歯間や歯と歯ぐきの境目にできる限り直角にあててください。
- 歯にそってゆっくり移動させてください。
- 歯間や矯正器具のまわりなどは丁寧に。

歯の表側は…



- 歯面に対して直角に水流をあててください。
- 特に歯間や歯と歯ぐきの境目を入念に。




歯の裏側は…




上あご歯の場合

- ノズルを上向けに角度調節し直角に水流をあててください。




下あご歯の場合

- あごを引き、直角に水流をあててください。




- 歯周ポケットに向けて直接水流をあてないようにしてください。




使い終わったら

1 給水用ふたを開け タンクの水を捨てる





2 スイッチを入れ 本体内の水を抜き取る

●水が出なくなるまで2～3秒動かす。



3 スイッチを「切・充電」にする




4 ①ノズル解除ボタンを押しながら ②ノズルを取りはずし ノズル収納部へ戻す

5 本体についた水滴を乾いたタオル などでふき取る

6 本体を収納する

●カチッと固定されるまで押し込む。



7 給水用ふたを閉める

お願い

- 必ず充電アダプターを取りはずして、本体のみを水洗いしてください。
- カビや雑菌が繁殖するおそれがありますので、きれいに洗った後、乾燥させてから保管してください。
- 使用後バッグなどに収納される場合は、本体に残った水の浸み出しを防ぐためタオルなどにくるんでください。
カビや雑菌の繁殖を防ぐため、なるべく早くバッグなどから取り出し乾燥させてください。

お手入れ

ノズル

(ノズル解除ボタンを押しながら
取りはずしてください)
水洗いして、乾いたタオルなどで
ふき取る


本体

汚れはせっけん液を含ませた布などで
ふいた後、乾いたタオルなどでふき取る
汚れがひどい場合は水洗いする

- 本体はシンナー・ベンジン・アルコール
などではふかないでください。
故障や部品の割れ、変色などの原因に
なります。



- 50℃以上の温水では洗わないでください。
- 本体を水の中に放置しないでください。
- 水洗い後は水分をふき取ってください。



吸上げチューブ

水洗いして、乾いたタオルなどでふき取る
●吸上げチューブを折り曲げないでください。
※吸上げチューブの動きが悪くなるなど故障の
原因になります。


タンク

給水用ふたを開け、タンクを強くひっぱりはずし、タンク内部
のお手入れをしてください

水洗いして、乾いたタオルなどでふき取る
●内面等の汚れは、ブラシなどで洗い、乾いたタオルなどでふき取る
※長期間使用しないときは、タンクは乾燥させてください。


給水用ふた

ゴミ・汚れなどをふき取る
※ふき取らないと水漏れの原因になります。



充電アダプター

6か月に一度は、
電源プラグの金属部の間を
からぶきする



修理を依頼される前に

下記の点検と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合は、まずアダプターを抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。修理をご依頼される場合は、保証書と、本体・充電アダプターを販売店へご持参ください。(詳しくはP20をご覧ください)

こんなとき	考えられる原因	処 置
充電しても 数分しか使えない	▶ 蓄電池の寿命 (約3年)	▶ 販売店またはパナソニック電気 修理ご相談センターにご連絡く ださい(防水性能劣化、故障の原 因となるため、ご自分では取り 替えできません)
	▶ 充電時間が短い	
動作しない	▶ 購入直後または 3か月以上放置し ていた	▶ 蓄電池を活性化するために 16時間以上連続充電してくだ さい(P6参照)
	▶ ご使用始めは水が 出にくい場合があります	
	▶ 本体を傾けて使っ ている	▶ 本体を立てた状態でご使用くだ さい(P9参照)
水の出が悪い 水が出ない	▶ 本体がしっかり引 き出せていない	▶ 本体をしっかり引き出してくだ さい
	▶ ノズルにゴミが つまっている	
	▶ ノズルの出口が 少しづぶれている	▶ ノズルを取り替えてください
使用中ノズルが はずれる	▶ ノズルが変形して いるおそれがあり ます	

蓄電池の寿命と交換

蓄電池の寿命と交換

- **寿命** 3年程度(ただし、保証は1年)です。また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。
(蓄電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。)
- **交換** 蓄電池の交換は、必ずお買い上げの販売店または、パナソニック電気修理ご相談センターにご相談ください。
ご自分で行うと防水機能が維持できず故障するおそれがあります。

別売品

最寄りの販売店へご用命ください。
なお、お求め際には、「本体品番(EW-DJ40)」と「替ノズル品番」をご確認の
うえ、お買い求めください。

- ※替ノズルEW092Pはご使用になれません。
- ※替ノズルEW0950は、取りつけることはできますが、収納できません。

- ◆ 掲載製品の品番・仕様・価格は、2009年12月現在のものです。
予告なく変更になることがありますのでご了承ください。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

PanaSense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense>

替ノズル(2本入り)



EW0955

識別リング付
希望小売価格
630円(税込)

定格・仕様

電源方式	充電式	充電時間	約8時間
定格電圧	AC 100-240V 50-60Hz	消費電力	約2W(充電時)
振動数	約1,500回/分	水 圧	ノーマル 約59×10 ⁴ Pa(約6.0kgf/cm ²) ソフト 約39×10 ⁴ Pa(約4.0kgf/cm ²)
連続 使用時間	約15分(室温20℃にて満充電後) 電池の劣化により減少します		
タンク容量	約165ml(約40秒使用可)	大 き さ (本体)	高さ218×幅51×奥行68mm (収納時:高さ142×幅51×奥行68mm) ※コード長さ 約1.8m
質量(本体)	約265g		

製品を廃棄するときのお願い

(ニッケル水素電池リサイクルにご協力を)



製品は廃棄するときのみ分解する。

守らないと火災・感電・けがの原因になります。

修理(電池交換など)はお買い上げの販売店または、パナソニック電工お客様ご相談窓口の修理ご相談センターにご相談ください。

- この製品に使用しておりますニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはニッケル水素電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

本製品の使用電池

- 名 称:円筒密閉型ニッケル水素(Ni-MH)蓄電池
- 公称電圧:DC2.4V ●数 量:2本



廃棄電池の取り出し方

- この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。ご自分で分解した場合、防水機能が維持できず、故障する原因になります。


- 必ず本体から器具用プラグ(アダプター)をはずして分解してください。
- 動作するときは、止まるまでスイッチを入れて電池を使いきってください。
- ドライバーを用い、次の手順で分解してください。

①～⑥の手順で分解する

⑦ニッケル水素電池を取り出す

- 取り出した廃棄電池は、⊕⊖端子をショートさせないように注意してください。

取り出した廃棄電池は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



海外でのご使用について

この商品は…

A-2プラグ

電 圧:100~240V
プラグ:A-2タイプ
の国/地域で使えます。

A-2プラグ以外の地域では、市販のプラグアダプター※を別途ご準備ください。(※電圧の交換はできません)

C-2	B-3	BF(S-3)	0

アース付タイプも使えます

下表でご確認のうえ、ご使用ください。

- 例) アメリカ合衆国 …… そのまま使えます。
 イタリア …… 市販のC-2プラグアダプターが必要です。
 グアム島・サイパン島 …… そのまま使えます。
 台湾 …… 地域によっては、市販の0プラグアダプターが必要です。

世界の電圧とプラグ<World Voltage and Plug Chart>

地域	国/地域	電 圧	プラグ	地域	国/地域	電 圧	プラグ
北 米	アメリカ合衆国	120/208/240	A-2	ア ジ ア	日本	100(一般家庭)	A-2
	カナダ	120/208/240	A-2, BF		インド	230/240/250	C-2, B-3, BF
	ハワイ	120/208/240	A-2		インドネシア	127/220/230	A-2, C-2, B-3, BF
ヨーロッパ	イギリス	230/240	B-3, BF, 0		シンガポール	110/230	B-3, BF
	イタリア	125/220/230	C-2		タイ	220/240	A-2, C-2, BF
	オーストラリア	220/230	C-2, B-3		大韓民国	100/110/200/220	A-2, C-2, BF, 0
	オランダ	220/230	C-2		台湾	110/220	A-2, 0
	ギリシャ	220/230	C-2, B-3		中華人民共和国	110/220	A-2, C-2, B-3, BF, 0
	スイス	220/230	C-2, B-3, BF		フィリピン	110/115/220/230/240	A-2, C-2, B-3, BF, 0
	スウェーデン	220/230	C-2		ベトナム	110/120/220/230	A-2, C-2
	スペイン	127/220	A-2, C-2		香港特別行政区	200/220	C-2, B-3, BF
	デンマーク	220/230	C-2		マカオ特別行政区	115/127/220	A-2, C-2, B-3
	ドイツ	127/220/230	C-2		マレーシア	240	C-2, B-3, BF
オセアニア	ノルウェー	230	C-2	中 南 米	アルゼンチン	220/225	C-2, BF, 0
	ハンガリー	220	C-2		プエルトリコ	120	A-2
	フィンランド	220/230	C-2		ブラジル	127/220	A-2, C-2
	フランス	127/220/230	C-2, 0		メキシコ	120/125/127	A-2
	ベルギー	127/220/230	C-2	中 東・アフリカ	アラブ首長国連邦	220/230/240	C-2, B-3, BF
	ロシア	127/220	A-2, C-2		エジプト	220	C-2, B-3, BF
	オーストラリア	240/250	0		クウェート	240	C-2, B-3, BF
	グアム島	110/120/240	A-2		トルコ	220/230	A-2, C-2
	サイパン島	110	A-2		南アフリカ共和国	220/230/240/250	C-2, B-3, BF
	トンガ	240	0		モロッコ	115/127/220	C-2
	ニュージーランド	230/240	0				
	フィジー	120/240	A-2, C-2, 0				

製品を廃棄するときのお願い

海外でのご使用について

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れなどは

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です			
販売店名			
電話 ()	—		
お買い上げ日	年	月	日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.16)でご確認のあと、直らないときは、まずアダプターを抜いてお買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名	ジェットウォッシャー
●品番	EW-DJ40
●故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体・充電アダプター 1年間(ただし、ノズルは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます)

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このジェットウォッシャーの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後 5 年保有しています。

■転居や贈答品などで困りの場合は、以下の窓口にご相談ください

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などで困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

●修理に関するご相談は……………

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

修理ご相談センター	
ナビダイヤル (全国共通番号)	0570-081-365
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時	
ただし、携帯電話・PHS・IP/光電話等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 ☎06-6906-1090 571-8886 大阪府門真市門真1048 パナソニック電工テクノサービス(株) 札幌 ☎011-261-6401 名古屋 ☎052-551-7900 東京 ☎03-5392-7190 福岡 ☎092-622-0531	

パナソニック お客様ご相談センター	
電話	フリーダイヤル 0120-878-365
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 ※上記番号がご利用いただけない場合…06-6907-1187 ※FAX フリーダイヤル 0120-878-236	
※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 ※印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通話は弊社負担です。 ※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。	


※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/>

ご相談におけるお客様に関する情報の取り扱いについて

パナソニック電工株式会社およびパナソニック電工グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問合せ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしておりますので、ご了承ください。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問合せは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検

長年ご使用のジェットウォッシャーの点検を!



こんな症状はありませんか

- ・コードやアダプターが異常に熱い。
- ・動作中に異常な音、振動がする。
- ・本体・充電アダプターが変形していたり、こげくさい臭いがする。

ご使用中止

故障や事故防止のため、使用を中止し、アダプターをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください



<http://club.panasonic.jp/>



※このサービスは WEB 限定のサービスです。



〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口などに送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

ジェットウォッシャー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EW-DJ40		
保証期間	お買い上げ日から 本体・充電アダプター 1年間 <small>(ただし、付属品は除きます)</small>		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 お名前 電 話 () —	<div>見 本</div> 様	
※ 販売店	住所・販売店名 電 話 () —		

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749) 26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。